

PROCEDURE DE PRELEVEMENT OROPHARYNGE

MESURES DE PROTECTION DU PERSONNEL PRELEVEUR

- Masque FFP2
- Surblouse + tablier
- Gants
- Lunettes
- Charlotte

REALISATION DU PRELEVEMENT OROPHARYNGE

- Faire porter le masque chirurgical au patient avant le prélèvement
- Faire asseoir le patient
- Enlever le masque
- De préférence, le patient ne doit pas avoir bu ou mangé pendant les **30 minutes** précédant le prélèvement
- Réalisation du prélèvement oropharyngé :
 - Penchez légèrement la tête du patient en arrière et demandez-lui de prendre une grande respiration.
 - Demandez au patient de dire "A", puis à l'aide d'une spatule en bois, poussez bien la langue vers le bas.
 - Frotter l'écouvillon contre la paroi arrière de la gorge (oropharynx).



Figure 1 : Schéma d'un prélèvement oro-pharyngé

- Retirer l'écouvillon
- Introduire l'écouvillon dans tube contenant le milieu de transport et décharger dans le liquide (touiller l'écouvillon dans le liquide pendant 15 sec)
- Retirer l'écouvillon du tube et le remettre dans son étui et l'éliminer en DASRI
- Décontaminer l'extérieur du tube avec un détergent désinfectant (EN 14476)
- Identifier le prélèvement (nom, nom de naissance, prénom, date de naissance)

EMBALLAGE ET TRANSPORT (à réaliser en dehors du box)

- Remplir la fiche de demande d'examen (au recto) : Fiche de renseignements cliniques COVID-19 (SARS-CoV-2) (1)
- Placer le tube dans le sachet hermétique identifié COVID-19 (2) et le fermer.
- Placer la fiche de renseignements et la prescription dans le rabat du sachet.
- Placer le sachet dans la boîte (3)
- Placer la boîte dans la sacoche de transport dédié (4) (à conserver à température ambiante)
- **Tout prélèvement COVID-19 doit être identifié visiblement s'il est envoyé avec d'autres types de prélèvements.**



Figure 2 : Type d'emballages